Données patient Age: 0 Praticien:

Note 1:

Nom: Ethan PARKER Né(e) le:

Taille: 0 in Poids: 0 lb Note 2:

Sexe: Non spécifié BMI: 0.0

Analysée: 07:22:52

Identifiant:

Date de l'enregistrement: 12 August 2024 Commentaires:

Heure: 21:44:04

Durée: 08:00:24

Taux de stockage des données de 4 secondes chaque échantillon.


| Evénements | SpO2 | Pouls | SpO2 Niveau (%) | Evénem. | Inférieur à (%) Temps(%) |
|-----------------------------------|-------|-------------|-----------------|---------|--------------------------|
| Nb total des événements | 38 | 260 | 99 - 95 | 0 | 100 100.0 |
| Durée des événements (minutes) | 18.5 | 80.9 | 94 - 90 | 24 | 95 98.3 |
| Durée moyen. événements (sec.) | 29.3 | 18.7 | 89 - 85 | 14 | 90 0.7 |
| Index (1/heure) | | 32.5 | 84 - 80 | 0 | 85 0.0 |
| Indice de désaturation en oxygène | 4.7 | | 79 - 75 | 0 | 80 0.0 |
| Artefacts (%) | 8.1 | 8.2 | 74 - 70 | 0 | 75 0.0 |
| Index ajusté (1/heure) | 5.2 | 35.4 | 69 - 65 | 0 | 70 0.0 |
| | | | 64 - 60 | 0 | 65 0.0 |
| % de saturation | | | | | |
| SpO2 moyen. sans événem. (%) | 92.1 | | | | |
| Temps (minutes) < 88% | 0.3 | | | | |
| Nombre d'événements < 88% | 2 | | | | |
| Temps max. simple < 88% | 8 sec | at 00:08:08 | | | |
| SpO2 minimum (%) | 87 | at 21:44:12 | | | |
| SpO2 max. (%) | 97 | at 21:45:24 | | | |
| Moyenne de SpO2 basse (%) | 89.7 | | | | |
| Moyenne de SpO2 basse < 88% | 87.0 | | | | |
| | | | | | |
| Pouls | | | | | |
| Pouls moyen (bpm) | 52.2 | | | | |
| Pouls bas (bpm) | 37 | | | | |
| Taux de pulsation élevé (bpm) | 102 | | | | |
| | | | | | · |

Paramétres d'analyse


Evénement désaturation: baisse de SpO2 d'au moins 4% pendant un mininum de 10 secondes Evénement pouls: Changement de fréquence d'au moins 6 bpm pendant un mininum de 8 secondes

Graphiques de synthèse

SpO2 (5 % par division)



Pouls (10 BPM par division)



Nom: Ethan PARKER

Identifiant: