

| Evénements | SpO2 | Pouls | SpO2 Niveau (%) | Evénem. | Inférieur à (%) | Temps(%) |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------|-----------------|----------|
| Nb total des événements | 50 | 235 | 99 - 95 | 1 | 100 | 99.6 |
| Durée des événements (minutes) | 29.0 | 68.3 | 94 - 90 | 8 | 95 | 95.6 |
| Durée moyen. événements (sec.) | 34.8 | 17.4 | 89 - 85 | 31 | 90 | 37.7 |
| Index (1/heure) | | 8.5 | 84 - 80 | 6 | 85 | 4.4 |
| Indice de désaturation en oxygène | 1.8 | | 79 - 75 | 2 | 80 | 0.7 |
| Artefacts (%) | 81.4 | 81.6 | 74 - 70 | 0 | 75 | 0.2 |
| Index ajusté (1/heure) | 9.8 | 46.3 | 69 - 65 | 1 | 70 | 0.1 |
| | | | 64 - 60 | 1 | 65 | 0.0 |
| | | | 59 - 55 | 0 | 60 | 0.0 |
| % de saturation | | | | | | |
| SpO2 moyen. sans événem. (%) | 90.2 | | | | | |
| Temps (minutes) < 88% | 32.0 | | | | | |
| Nombre d'événements < 88% | 24 | | | | | |
| Temps max. simple < 88% | 516 sec at 04:13:30 | | | | | |
| SpO2 minimum (%) | 61 | at 03:32:42 | | | | |
| SpO2 max. (%) | 100 | at 03:28:38 | | | | |
| Moyenne de SpO2 basse (%) | 86.2 | | | | | |
| Moyenne de SpO2 basse < 88% | 82.8 | | | | | |
| Pouls | | | | | | |
| Pouls moyen (bpm) | 57.9 | | | | | |
| Pouls bas (bpm) | 34 | | | | | |
| Taux de pulsation élevé (bpm) | 212 | | | | | |


Paramètres d'analyse

Evénement désaturation: baisse de SpO2 d'au moins 4% pendant un minimum de 10 secondes


Evénement pouls: Changement de fréquence d'au moins 6 bpm pendant un minimum de 8 secondes

Graphiques de synthèse

SpO2 (5 % par division)



Pouls (10 BPM par division)



Heure 0:53 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 3:00